




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1411
Artikelbeschreibung	Versandhülle, Material: PE, blau, (LxB): 310 x 123 mm, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Saugeinlage	nein
-------------	------

Maße

Breite des Produktes	123 mm
Länge des Produktes	310 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	323 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,018 cbm
Gewicht des Produktes	0,0081 kg
Gewicht des Umkartons	8,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917086547
EAN des Umkartons	4038917005098

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

