



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	87.7709.029
Artikelbeschreibung	Schlauchstripper AST-2, akkubetrieben, inkl. Transportkoffer

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Gewinnung von Blut und Blutprodukten
Versorgungsspannung	240 V
Leistungsaufnahme Betrieb	20 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz
Akkutyp	Nickel-Metallhydrid-Akkumulator

### **Maße**

Breite des Produktes	39 mm
Höhe des Produktes	62 mm
Länge des Produktes	225 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	84
Volumen des Umkartons	0,0174 cbm
Gewicht des Produktes	1,938 kg
Gewicht des Umkartons	1,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917141154
EAN des Umkartons	4038917067140

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

