



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 88.7708.095
Artikelbeschreibung Handsiegelplomben, zum Verschluss von Blutentnahmeschläuchen, Material: Aluminium

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten

Material & Farben

Material des Produktes Aluminium
Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	99000
Stück pro Palette	6336000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0001 kg
Gewicht des Umkartons	11,88 kg
EAN des Innenkartons	4038917140454
EAN des Umkartons	4038917550222

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

