




### **Artikelbeschreibung**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer       | 74.4701                       |
| Artikelbeschreibung | Nabelklemme, 250 Stück/Karton |
| PZN-Nummer          | 6646559                       |

### **Material & Farben**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Material des Produktes | Polyoxymethylen (POM) |
| Farbe des Produktes    | weiß                  |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Produktkategorie  | Medizinprodukt   |
| CE-Zertifizierung | CE 0124 (DEKRA)  |
| Reinheitsstandard | steril           |
| Sterilisation     | Gassterilisation |
| Chargiert         | ja               |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 250           |
| Kleinste Unterverpackung    | Blister       |
| Stück pro Innenkarton       | 10            |
| Stück pro Umkarton          | 250           |
| Stück pro Palette           | 22500         |
| Tiefe des Umkartons         | 388 mm        |
| Breite des Umkartons        | 253 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 165 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0162 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0064 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 1,86 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917088534 |
| EAN des Umkartons           | 4038917006507 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

