



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8720.500
Artikelbeschreibung	SAHARA 4 100/240 V, zum Auftauen und Erwärmen von in Kunststoffbeuteln abgefüllten Blutprodukten vor der Transfusion, max. Kapazität: 4 Konserven, Bedienung mittels Touchscreen, automatische Aggregatzustandserkennung pro Heizzone und komfortabler Wechsel der Blutprodukte während der laufenden Temperierung

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
Leistungsaufnahme Betrieb	1.000,00 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

Maße

Breite des Produktes	574 mm
Höhe des Produktes	348 mm
Länge des Produktes	554 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt Gerät, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,384 cbm
Gewicht des Produktes	23,7 kg
Gewicht des Umkartons	27,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917968737
EAN des Umkartons	4038917968744

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

