




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8710.501
Artikelbeschreibung	Auffangschale, zum Auffangen von auslaufendem Plasma aus defekten Konserven

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
-------------------	-----------

Maße

Breite des Produktes	26 cm
Länge des Produktes	48 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	72
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	1,5 kg
Gewicht des Umkartons	1,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917975827
EAN des Umkartons	4038917975834

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

