




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8710.550
Artikelbeschreibung	Modul Infusionswärmer-III, zum Erwärmen von Infusionslösungen, Tuben, Instrumenten und Kontrastmittel im SAHARA-III

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
-------------------	-----------

Maße

Breite des Produktes	4,5 cm
Länge des Produktes	6 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,0039 cbm
Gewicht des Produktes	0,03 kg
Gewicht des Umkartons	0,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917968379
EAN des Umkartons	4038917968386

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

