



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8710.600
Artikelbeschreibung	SAHARA-TSC 230 V, zum Auftauen und Erwärmen von in Kunststoffbeuteln abgefüllten Blutprodukten vor der Transfusion, geeignet für kryokonservierte Stammzellen, inkl. Adaptionsskompressen und Wärmeschale

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Erwärmung
Versorgungsspannung	230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	655 W
Frequenz	50 Hz - 60 Hz

Maße

Breite des Produktes	32 cm
Höhe des Produktes	32,5 cm
Länge des Produktes	49,3 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt Gerät, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Volumen des Umkartons	0,129 cbm
Gewicht des Produktes	16 kg
Gewicht des Umkartons	23,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917968539
EAN des Umkartons	4038917968546

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

