




Produktspezifikation
**Urinmess-System, 2 l, mit Rückschlagventil,
Wechselbeutel 2.000 ml, steril**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	74.5681.200
Artikelbeschreibung	Urinmess-System, 2 l, mit Rückschlagventil, Wechselbeutel 2.000 ml, steril, Schlauchlänge: 120 cm, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Ausführung	Wechselbeutel 2.000 ml
Anwendungsbereich	Urinaireitung
Arbeitsvolumen	500 ml
Rückschlagventil	ja

Maße

Nennvolumen	2 l
Volumen max	2 l
Durchmesser des Schlauches	10,1 mm
Länge Schlauch	120 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Material & Farben

Material des Produktes	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	280
Tiefe des Umkartons	580 mm
Breite des Umkartons	290 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,0395 cbm
Gewicht des Produktes	0,3364 kg
Gewicht des Umkartons	4,04 kg
EAN des Innenkartons	6955824024425
EAN des Umkartons	6955824024043

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

