



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 74.5685.001
Artikelbeschreibung Urinmess-System Wechselbeutel, 3 l, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett blau
Anwendungsbereich Urinableitung
Arbeitsvolumen 3 l

Maße

Nennvolumen 3 l
Volumen max 3 l

Material & Farben

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	3200
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	195 mm
Höhe des Umkartons	200 mm
Volumen des Umkartons	0,0154 cbm
Gewicht des Produktes	0,0523 kg
Gewicht des Umkartons	3,47 kg
EAN des Innenkartons	6955824024456
EAN des Umkartons	6955824024074

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

