



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.2093
Artikelbeschreibung	Folie, DNase-/RNase-frei, transparent, durchstechbar, Einsatzbereich: -80 - 120 °C

Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Lichtschutz	nein
Geeignet für die qPCR	nein
Minimale Temperatur	-80 °C
Maximale Temperatur	120 °C

Maße

Breite des Produktes	75 mm
Länge des Produktes	118 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard DNase-/RNase-frei

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 20

Stück pro Innenkarton 20

Stück pro Umkarton 240

Stück pro Palette 240

Volumen des Umkartons 0,0142 cbm

Gewicht des Produktes 0,012 kg

Gewicht des Umkartons 3 kg

EAN des Innenkartons 4038917335706

EAN des Umkartons 4038917335690

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

