



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 71.9923.211  
Artikelbeschreibung Wiegeschale, 5 ml, (LxB): 35 x 35 mm, Material: PVC, weiß,  
200 Stück/Beutel

### Maße

Nennvolumen 5 ml  
Volumen max 8 ml  
Breite des Produktes 35 mm  
Länge des Produktes 35 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polyvinylchlorid (PVC)  
Farbe des Produktes weiß

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	308000
Tiefe des Umkartons	271 mm
Breite des Umkartons	158 mm
Höhe des Umkartons	224 mm
Volumen des Umkartons	0,0096 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	1,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917153652
EAN des Umkartons	4038917038232

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

