



Produktspezifikation
Vernichtungsbeutel, 2 l, (LxB): 300 x 200 mm, PP,
transparent, ohne Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1197
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 2 l, (LxB): 300 x 200 mm, Material: PP, transparent, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, ohne Druck, 100 Stück/Spender

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	ohne Druck
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

Maße

Breite des Produktes	200 mm
Länge des Produktes	300 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Spender
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	63000
Tiefe des Innenkartons	73 mm
Breite des Innenkartons	73 mm
Höhe des Innenkartons	211 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	253 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0162 cbm
Gewicht des Produktes	0,0056 kg
Gewicht des Umkartons	6,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917085717
EAN des Umkartons	4038917004343

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

