



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1199
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 24 l, (LxB): 780 x 400 mm, Material: PP, transparent, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, ohne Druck, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	ohne Druck
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

Maße

Breite des Produktes	400 mm
Länge des Produktes	780 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Vernichtungsbeutel, 24 l, (LxB): 780 x 400 mm,
PP, transparent, ohne Druck

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Latexfrei ja
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 250
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 250
Stück pro Palette 16500
Tiefe des Umkartons 438 mm
Breite des Umkartons 268 mm
Höhe des Umkartons 155 mm
Volumen des Umkartons 0,0182 cbm
Gewicht des Produktes 0,0271 kg
Gewicht des Umkartons 7,05 kg
EAN des Innenkartons 4038917085731
EAN des Umkartons 4038917004367

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT