



Produktspezifikation

Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit Belüftungsmembran, ISO 18385, 93 mm, Viskose

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.629
Artikelbeschreibung	Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit Belüftungsmembran, mit Papieretikett, ETO behandelt, ISO 18385, passive Trocknung, Stablänge: 93 mm, Stabmaterial: PS, Tupferkopf rund, Tupfermaterial: Viskose, Röhre: PP, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Verschluss	Schraubverschluss mit Wattestabaufnahme
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	in der Röhre mit Belüftungsmembran
Anwendungsbereich	Entnahme von forensischen Proben

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Maße

Breite des Produktes	18 mm
Länge des Produktes	107 mm
Länge mit Verschluss	106,8 mm
Länge ohne Verschluss	90 mm
Länge mit Verschluss und Stange	94 mm
Länge des Stabes	93 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	mehrfarbig
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des Tupfers	Viskose
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ISO 18385
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	ETO behandelt
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	800
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	800
Stück pro Palette	20000
Tiefe des Innenkartons	211 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	437 mm
Breite des Umkartons	363 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,0531 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 93 mm, Viskose**

Seite 3

Gewicht des Produktes	0,0067 kg
Gewicht des Umkartons	7,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917264686
EAN des Umkartons	4038917428934

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT