



Produktspezifikation

**Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 85 mm, Viskose**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.630
Artikelbeschreibung	Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit Belüftungsmembran, mit Sicherheitsetikett, ETO behandelt, ISO 18385, passive Trocknung, Stablänge: 85 mm, Stabmaterial: PS, Tupferkopf rund, Tupfermaterial: Viskose, Röhre: PP, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Sicherheitsetikett
Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	in der Röhre mit Belüftungsmembran
Anwendungsbereich	Entnahme von forensischen Proben

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 85 mm, Viskose**

Seite 2

Maße

Länge des Produktes	175 mm
Länge ohne Verschluss	105 mm
Länge des Stabes	85 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material des Tupfers	Viskose
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ISO 18385
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	ETO behandelt
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	33000
Tiefe des Innenkartons	181 mm
Breite des Innenkartons	97 mm
Höhe des Innenkartons	98 mm
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	115 mm
Volumen des Umkartons	0,0214 cbm
Gewicht des Produktes	0,0074 kg
Gewicht des Umkartons	4,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917275026
EAN des Umkartons	4038917275019

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT