



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.3100.100
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 1-Kanal, variabel, 10 µl - 100 µl, gelb, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Arbeitsvolumen	10 µl - 100 µl
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Material & Farben

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	315 mm
Breite des Innenkartons	90 mm
Höhe des Innenkartons	30 mm
Gewicht des Produktes	0,088 kg
EAN des Innenkartons	4038917936958
EAN des Umkartons	4038917936965

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

