



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	90.3112.010
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 12-Kanal, variabel, 0,5 µl - 10 µl, grau, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Arbeitsvolumen	0,5 µl - 10 µl
Codierung Farbe	grau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	288 mm
Breite des Innenkartons	150 mm
Höhe des Innenkartons	28 mm
Gewicht des Produktes	0,185 kg
EAN des Innenkartons	4038917937610
EAN des Umkartons	4038917937627

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

