



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.1187.001
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 10 ml, transparent, Füllstandsringe, passend für Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	10 ml
Filter	nein
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Volumen max	10 ml
Länge des Produktes	160,8 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Pipettenspitze, 10 ml, transparent, 100**  
**Stück/Beutel**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 20000  
Tiefe des Umkartons 467 mm  
Breite des Umkartons 289 mm  
Höhe des Umkartons 387 mm  
Volumen des Umkartons 0,0522 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0038 kg  
Gewicht des Umkartons 6,6 kg  
EAN des Innenkartons 4038917574617  
EAN des Umkartons 4038917574600

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**