




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3020
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 20 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	20 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	grau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	20 µl
Länge des Produktes	46 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	720000
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	263 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	2,19 kg
EAN des Innenkartons	4038917525862
EAN des Umkartons	4038917525855

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

