



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.3040.110
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	300 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	orange

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Pipettenspitze, 300 µl, transparent, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 480**  
**Stück/StackPack**

**Seite 2**

**Maße**

Volumen max	300 µl
Durchmesser	7 mm
Länge des Produktes	60 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	StackPack
Stück pro Innenkarton	1920
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	245760
Tiefe des Umkartons	290 mm
Breite des Umkartons	186 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0121 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	1,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917433402
EAN des Umkartons	4038917433396

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**