



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3040.205
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	300 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	orange
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	300 µl
Durchmesser	7 mm
Länge des Produktes	60 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	61440
Tiefe des Innenkartons	530 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	547 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0436 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	4,06 kg
EAN des Innenkartons	4038917433228
EAN des Umkartons	4038917433211

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

