




### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 70.3050.355                                                                                                                                                                                               |
| Artikelbeschreibung | Filterspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/SingleRefill |

### Produkteigenschaften

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Graduierung     | ja                                                                              |
| Passend für     | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen |
| Arbeitsvolumen  | 1.000 µl                                                                        |
| Filter          | ja                                                                              |
| Codierung Farbe | blau                                                                            |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Volumen max         | 1000 µl |
| Durchmesser         | 9 mm    |
| Länge des Produktes | 72 mm   |

### **Material & Farben**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | transparent       |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktkategorie          | In vitro-Diagnostikum, CE |
| Konformitätsbescheinigung | ja                        |
| CE-Zertifizierung         | CE                        |
| Reinheitsstandard         | Biosphere® plus           |
| Sterilisation             | Gassterilisation          |
| Pyrogenfreiheit           | ja                        |
| Chargiert                 | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1920          |
| Kleinste Unterverpackung    | SingleRefill  |
| Stück pro Innenkarton       | 480           |
| Stück pro Umkarton          | 1920          |
| Stück pro Palette           | 69120         |
| Tiefe des Innenkartons      | 495 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 105 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 148 mm        |
| Tiefe des Umkartons         | 512 mm        |
| Breite des Umkartons        | 325 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 237 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0394 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0015 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 4,29 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917424608 |
| EAN des Umkartons           | 4038917424592 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

