



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.189.205
Artikelbeschreibung	Automatic-Sarpette® KR, Pipettierhilfe, Lieferumfang: Ladekabel, Tischständer, Wandhalter, Ersatzfilter 0,45 µm und 0,2 µm, weiß/rot, ABS, 1 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Frequenz	50 Hz - 60 Hz
Akkutyp	Nickel-Metallhydrid-Akkumulator

## Maße

Breite des Produktes	135 mm
Höhe des Produktes	170 mm
Länge des Produktes	40 mm

## Material & Farben

Material des Produktes	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe des Produktes	weiß/rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Gerät, gemäß Maschinen- oder Geräterichtlinie, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	112
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	1,074 kg
Gewicht des Umkartons	1,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917574914
EAN des Umkartons	4038917574907

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

