



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.189.222
Artikelbeschreibung	Silikonadapter, für Automatic-Sarpette®, transluzent, Silikon, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	Automatic-Sarpette®
-------------	---------------------

Material & Farben

Material des Produktes	Silikon
Farbe des Produktes	transluzent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	32400
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,014 kg
Gewicht des Umkartons	1,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917419086
EAN des Umkartons	4038917419079

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

