



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	92.1417.002
Artikelbeschreibung	Silikonadapter, für M-Sarpette®, transparent, Silikon, 1 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Passend für	M-Sarpette®
-------------	-------------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Silikon
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	32400
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,006 kg
Gewicht des Umkartons	0,85 kg
EAN des Innenkartons	4038917129008
EAN des Umkartons	4038917021906

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

