




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1251.025
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 1 ml, Codierungsfarbe: gelb, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	1 ml
Codierung Farbe	gelb

Maße

Durchmesser	4 mm
Länge des Produktes	270 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 1 ml,
steril, 25 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	108000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0155 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	3,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917127165
EAN des Umkartons	4038917021074

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT