




Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 5 ml,
steril, 25 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1253.025
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 5 ml, Codierungsfarbe: blau, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	blau
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	5 ml
Codierung Farbe	blau

Maße

Durchmesser	8 mm
Länge des Produktes	340 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 5 ml,
steril, 25 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 25
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 40500
Tiefe des Umkartons 413 mm
Breite des Umkartons 250 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0201 cbm
Gewicht des Produktes 0,0067 kg
Gewicht des Umkartons 4,03 kg
EAN des Innenkartons 4038917127257
EAN des Umkartons 4038917021111

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT