




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1254.025
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 10 ml, Codierungsfarbe: orange, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	orange
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	10 ml
Codierung Farbe	orange

Maße

Durchmesser	10 mm
Länge des Produktes	335 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	27000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	270 mm
Volumen des Umkartons	0,0279 cbm
Gewicht des Produktes	0,0091 kg
Gewicht des Umkartons	5,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917127318
EAN des Umkartons	4038917021135

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

