




**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 1**



**Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 86.1171.300                                                                                                                                 |
| Artikelbeschreibung | Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,<br>Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 55 µl,<br>500 Stück/Karton |

**Produkteigenschaften**

|             |    |
|-------------|----|
| Graduierung | ja |
|-------------|----|

**Maße**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nennvolumen          | 3,5 ml        |
| Breite des Produktes | 15 mm         |
| Länge des Produktes  | 155 mm        |
| Tropfengröße         | 35 µl - 55 µl |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Material des Produktes | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Produktes    | transparent                     |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500           |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 500           |
| Stück pro Umkarton          | 5000          |
| Stück pro Palette           | 56000         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0994 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0017 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 9,41 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917378383 |
| EAN des Umkartons           | 4038917378376 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**