




**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1171.301  
Artikelbeschreibung Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,  
Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 55 µl,  
steril, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Graduierung ja

### Maße

Nennvolumen 3,5 ml  
Breite des Produktes 15 mm  
Länge des Produktes 155 mm  
Tropfengröße 35 µl - 55 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-02

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Blister  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 30240  
Volumen des Umkartons 0,1359 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0023 kg  
Gewicht des Umkartons 9,55 kg  
EAN des Innenkartons 4038917378772  
EAN des Umkartons 4038917378765

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**