



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1175.020
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 20 µl - 30 µl, steril, 20 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	6 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	146 mm
Tropfengröße	20 µl - 30 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, LD-PE,**  
**transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 3200  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 400  
Stück pro Umkarton 3200  
Stück pro Palette 3200  
Volumen des Umkartons 0,1309 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0022 kg  
Gewicht des Umkartons 8,64 kg  
EAN des Innenkartons 4038917318433  
EAN des Umkartons 4038917318426

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**