



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1179.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 1 ml, (LxB): 87 x 10 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, 500 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	1 ml
Breite des Produktes	10 mm
Länge des Produktes	87 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 1 ml, (LxB): 87 x 10 mm, LD-PE,  
transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 234000  
Volumen des Umkartons 0,041 cbm  
Gewicht des Produktes 0,001 kg  
Gewicht des Umkartons 4,55 kg  
EAN des Innenkartons 4038917378598  
EAN des Umkartons 4038917378581

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**