



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1760.100
Artikelbeschreibung Gummifuß, für Pipettenspitzenboxen, grau

Produkteigenschaften

Passend für Pipettenspitzenboxen

Material & Farben

Material des Produktes Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 25
Stück pro Innenkarton 25
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 648000
Tiefe des Umkartons 268 mm
Breite des Umkartons 191 mm
Höhe des Umkartons 100 mm
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm
Gewicht des Produktes 0,0001 kg
Gewicht des Umkartons 0,45 kg
EAN des Innenkartons 4038917522670
EAN des Umkartons 4038917522663

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

