



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.703.004
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, braun, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes braun

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 5000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 5000  
Stück pro Palette 180000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 300 mm  
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0013 kg  
Gewicht des Umkartons 7,17 kg  
EAN des Innenkartons 4038917118217  
EAN des Umkartons 4038917071918

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

