



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.1362
Artikelbeschreibung	Abstrichtupfer, mit beiliegender Röhre, Amies-Gel mit Kohlezusatz, (LxØ): 175 x 12 mm, Stabmaterial: PS, Stablänge: 131 mm, Tupfermaterial: Viskose, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	mit beiliegender Röhre
Art des Mediums	Amies-Gel mit Kohlezusatz

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	175 mm
Länge mit Verschluss	175 mm
Länge ohne Verschluss	155 mm
Länge mit Verschluss und Stange	166 mm
Länge des Stabes	131 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	schwarz
Material des Tumpfers	Viskose
Material des Stabes	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	11500
Tiefe des Umkartons	520 mm
Breite des Umkartons	450 mm
Höhe des Umkartons	220 mm
Volumen des Umkartons	0,0515 cbm
Gewicht des Produktes	0,0113 kg
Gewicht des Umkartons	6,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917086332
EAN des Umkartons	4038917004893

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

