



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	67.738
Artikelbeschreibung	Küvette, max. Arbeitsvolumen: 4,2 ml, Material: PMMA, transparent, (HxB): 45 x 12 mm, optische Seiten: 2, geeignet für Einsatz ab 300 nm, Schichtdicke: 10 mm, nestsortiert, 100 Stück/Styroporcontainer

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	geeignet für Einsatz ab 300 nm
Arbeitsvolumen	2,5 ml - 4,2 ml
Anzahl der optischen Seiten	2
Schichtdicke	10 mm
Wellenlänge Küvette	300 nm

Maße

Volumen max	4,5 ml
Breite des Produktes	12 mm
Höhe des Produktes	45 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Küvette, 4,2 ml, (HxB): 45 x 12 mm, PMMA,
transparent, optische Seiten: 2

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Styroporcontainer
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	288 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0547 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	5,74 kg
EAN des Innenkartons	4038917083843
EAN des Umkartons	4038917002721

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-06-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT