




### **Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 82.1194.500                                                                                                       |
| Artikelbeschreibung | Petrischale, (ØxH): 60 x 15 mm, Material: PS, transparent, mit Entlüftungsnocken, steril, 20 Stück/Schlauchbeutel |

### **Produkteigenschaften**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Minimale Temperatur | 0 °C  |
| Maximale Temperatur | 80 °C |
| Entlüftungsnocken   | ja    |

### **Maße**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Volumen max        | 30 ml |
| Durchmesser        | 60 mm |
| Höhe des Produktes | 15 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Material & Farben**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes    | transparent     |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktkategorie      | kein Medizinprodukt   IVD |
| Latexfrei             | ja                        |
| Reinheitsstandard     | steril                    |
| Sterilisation         | Gammabestrahlung          |
| Sicherheitsdatenblatt | nein                      |
| Chargiert             | ja                        |

**Verpackung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500            |
| Kleinste Unterverpackung    | Schlauchbeutel |
| Stück pro Innenkarton       | 20             |
| Stück pro Umkarton          | 500            |
| Stück pro Palette           | 12000          |
| Tiefe des Umkartons         | 317 mm         |
| Breite des Umkartons        | 317 mm         |
| Höhe des Umkartons          | 365 mm         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0367 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0074 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 4,49 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917347891  |
| EAN des Umkartons           | 4038917347884  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

