



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.1473
Artikelbeschreibung	Petrischale, (ØxH): 92 x 16 mm, Material: PS, transparent, mit Entlüftungsnocken, 20 Stück/Schlauchbeutel

Produkteigenschaften

Minimale Temperatur	0 °C
Maximale Temperatur	80 °C
Entlüftungsnocken	ja

Maße

Volumen max	80 ml
Durchmesser	92 mm
Höhe des Produktes	16 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Petrischale, 92 x 16 mm, transparent, mit
Entlüftungsnocken

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Latexfrei ja
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 480
Kleinste Unterverpackung Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton 480
Stück pro Umkarton 480
Stück pro Palette 9600
Tiefe des Umkartons 584 mm
Breite des Umkartons 387 mm
Höhe des Umkartons 360 mm
Volumen des Umkartons 0,0814 cbm
Gewicht des Produktes 0,0156 kg
Gewicht des Umkartons 8,61 kg
EAN des Innenkartons 4038917086738
EAN des Umkartons 4038917005265

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT