




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1567.051
Artikelbeschreibung	Impfeschlinge, Aufnahmevolumen: 1 µl, Material: PS, weiß, steril, 48 Stück/Blister

Maße

Breite des Produktes	4 mm
Länge des Produktes	198 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	192000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	960
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	253440
Tiefe des Innenkartons	216 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	101 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	120 mm
Volumen des Umkartons	0,0092 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	2,53 kg
EAN des Innenkartons	4038917258166
EAN des Umkartons	4038917258159

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

