



Produktspezifikation
DishRack, Höhe: 240 mm, transparent, für 52
Petrischalen mit 92 mm-Ø

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.1647
Artikelbeschreibung	DishRack, Höhe: 240 mm, Material: PC, transparent, für 52 Petrischalen mit 92 mm-Ø, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Lagerkapazität	52
----------------	----

Maße

Höhe des Produktes	240 mm
--------------------	--------

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	162
Tiefe des Umkartons	253 mm
Breite des Umkartons	193 mm
Höhe des Umkartons	190 mm
Volumen des Umkartons	0,0093 cbm
Gewicht des Produktes	0,617 kg
Gewicht des Umkartons	0,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917087360
EAN des Umkartons	4038917030502

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

