




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.180.610
Artikelbeschreibung	Plattenrotor, für 23 Röhren Ø 8-12 mm, für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	23

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Plattenrotor, für 23 Röhren Ø 8-12 mm, für
SARMIX® M 2000

Seite 2

Gewicht des Produktes	0,1809 kg
Gewicht des Umkartons	2,01 kg
EAN des Innenkartons	4038917101981
EAN des Umkartons	4038917075749

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT