



Produktspezifikation

Plattenrotor, für 2 Röhren bis 35 mm Ø und 6 Röhren bis 20 mm Ø und 6 Röhren bis 12,5 mm Ø, für SARMIX® M 2000

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 92.180.611 |
| Artikelbeschreibung | Plattenrotor, für 2 Röhren bis 35 mm Ø und 6 Röhren bis 20 mm Ø und 6 Röhren bis 12,5 mm Ø, für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------|----------------|
| Passend für | SARMIX® M 2000 |
| Lagerkapazität | 2 |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | nein |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Plattenrotor, für 2 Röhren bis 35 mm Ø und 6
Röhren bis 20 mm Ø und 6 Röhren bis 12,5 mm Ø,
für SARMIX® M 2000**

Seite 2

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 10 |
| Stück pro Palette | 10 |
| Volumen des Umkartons | 0,0122 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,2009 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,21 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917101998 |
| EAN des Umkartons | 4038917075756 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT