



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	92.180.615
Artikelbeschreibung	Blockrotor, für 40 Röhren bis 8,5 mm Ø (S-Sedivette®), für SARMIX® M 2000, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für	SARMIX® M 2000
Lagerkapazität	40

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	10
Volumen des Umkartons	0,0122 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Blockrotor, für 40 Röhren bis 8,5 mm Ø**  
**(S-Sedivette®), für SARMIX® M 2000**

**Seite 2**

Gewicht des Produktes	0,2509 kg
Gewicht des Umkartons	2,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917102032
EAN des Umkartons	4038917074315

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**