



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 92.181.610  
Artikelbeschreibung Rotor, für 36 Gefäße, für Reagiergefäß Ø 10,8 mm

### **Produkteigenschaften**

Passend für Reagiergefäß Ø 10,8 mm  
Lagerkapazität 36

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 1  
Stück pro Palette 40  
Volumen des Umkartons 0,0056 cbm  
Gewicht des Produktes 1,3595 kg  
Gewicht des Umkartons 1,36 kg  
EAN des Innenkartons 4038917156233

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Rotor, für 36 Gefäße, für Reagiergefäß Ø 10,8 mm**

**Seite 2**

EAN des Umkartons

4038917156226

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**