



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 95.1992
Artikelbeschreibung PCR-Folie, für PCR-Platten (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & PCR-Ketten (REF 72.985.002/.092/.992), DNase-/RNase-frei, transparent, geeignet für die qPCR, selbstklebend, Einsatzbereich: -80 - 120 °C, 100 Stück/Box

Produkteigenschaften

Verschlussart Folie
Lichtschutz nein
Passend für PCR-Platten (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & PCR-Ketten (REF 72.985.002/.092/.992)
Geeignet für die qPCR ja
Minimale Temperatur -80 °C
Maximale Temperatur 120 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard DNase-/RNase-frei

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	90000
Tiefe des Innenkartons	90 mm
Breite des Innenkartons	46 mm
Höhe des Innenkartons	170 mm
Tiefe des Umkartons	380 mm
Breite des Umkartons	380 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,0549 cbm
Gewicht des Produktes	0,0036 kg
Gewicht des Umkartons	20 kg
EAN des Innenkartons	4038917940078
EAN des Umkartons	4038917940085

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

