




Produktspezifikation

PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, weiß, Low Profile,
100 µl, PCR Performance Tested, PP

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.1977.232
Artikelbeschreibung	PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, weiß, Low Profile, 100 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 20 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	ohne Rand
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	5 µl - 0,1 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Maße

Nennvolumen	0,1 ml
Volumen max	100 µl
Breite des Produktes	77,7 mm
Länge des Produktes	117,7 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	5000
Tiefe des Umkartons	137 mm
Breite des Umkartons	137 mm
Höhe des Umkartons	493 mm
Volumen des Umkartons	0,0093 cbm
Gewicht des Produktes	0,0106 kg
Gewicht des Umkartons	1,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917405133
EAN des Umkartons	4038917405126

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

