



## Produktspezifikation

PCR-Platte Halbrand, 96 Well, weiß, High Profile,  
200 µl, PCR Performance Tested, PP

Seite 1



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 72.1979.010                                                                                                                                     |
| Artikelbeschreibung | PCR-Platte Halbrand, 96 Well, weiß, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 10 Stück/Minigripbeutel |

### Produkteigenschaften

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Geeignet für die qPCR     | ja             |
| Bodenform                 | konisch        |
| Bauform des Plattenrandes | Halbrand       |
| High- oder Low- Profile   | High Profile   |
| Anzahl der Wells          | 96             |
| Arbeitsvolumen            | 10 µl - 200 µl |
| Zentrifugation max (RZB)  | 3000 x g       |
| Zentrifugationstemperatur | 22             |
| Zentrifugationszeit       | 5 Min          |
| Autoklavierbar (max. °C)  | 121 °C         |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nennvolumen          | 0,2 ml   |
| Volumen max          | 200 µl   |
| Durchmesser          | 4,95 mm  |
| Breite des Produktes | 83,6 mm  |
| Höhe des Produktes   | 19,33 mm |
| Länge des Produktes  | 123,6 mm |

## Material & Farben

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | weiß              |

## Reinheit & Zertifizierung

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD |
| Reinheitsstandard | PCR Performance Tested    |
| Chargiert         | ja                        |

## Verpackung

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 100            |
| Kleinste Unterverpackung    | Minigripbeutel |
| Stück pro Innenkarton       | 50             |
| Stück pro Umkarton          | 100            |
| Stück pro Palette           | 5600           |
| Tiefe des Innenkartons      | 270 mm         |
| Breite des Innenkartons     | 230 mm         |
| Höhe des Innenkartons       | 131 mm         |
| Tiefe des Umkartons         | 282 mm         |
| Breite des Umkartons        | 280 mm         |
| Höhe des Umkartons          | 247 mm         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0195 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0178 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 2,4 kg         |
| EAN des Innenkartons        | 4038917573436  |
| EAN des Umkartons           | 4038917573429  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

