




## Produktspezifikation

**PCR-Platte Vollrand, 96 Well, transparent, Low Profile, 100 µl, DNA Low Binding, PCR Performance Tested, PP**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 72.1980.700                                                                                                                                    |
| Artikelbeschreibung | PCR-Platte Vollrand, 96 Well, transparent, Low Profile, 100 µl, DNA Low Binding, PCR Performance Tested, Material: PP, 10 Stück/Minigripbeutel |

### Produkteigenschaften

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Geeignet für die qPCR     | ja            |
| Bodenform                 | konisch       |
| Bauform des Plattenrandes | Vollrand      |
| High- oder Low- Profile   | Low Profile   |
| Anzahl der Wells          | 96            |
| Arbeitsvolumen            | 5 µl - 100 µl |
| Zentrifugation max (RZB)  | 3000 x g      |
| Zentrifugationstemperatur | 22            |
| Zentrifugationszeit       | 5 Min         |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**PCR-Platte Vollrand, 96 Well, transparent, Low  
Profile, 100 µl, DNA Low Binding, PCR  
Performance Tested, PP**

**Seite 2**

**Maße**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nennvolumen          | 0,1 ml   |
| Volumen max          | 100 µl   |
| Durchmesser          | 5,5 mm   |
| Breite des Produktes | 85,5 mm  |
| Höhe des Produktes   | 15,5 mm  |
| Länge des Produktes  | 127,8 mm |

**Material & Farben**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | transparent       |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD |
| Reinheitsstandard | PCR Performance Tested    |
| Chargiert         | ja                        |

**Verpackung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 100            |
| Kleinste Unterverpackung    | Minigripbeutel |
| Stück pro Innenkarton       | 50             |
| Stück pro Umkarton          | 100            |
| Stück pro Palette           | 5600           |
| Tiefe des Innenkartons      | 270 mm         |
| Breite des Innenkartons     | 230 mm         |
| Höhe des Innenkartons       | 131 mm         |
| Tiefe des Umkartons         | 282 mm         |
| Breite des Umkartons        | 280 mm         |
| Höhe des Umkartons          | 247 mm         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0195 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0172 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 2,34 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917574679  |
| EAN des Umkartons           | 4038917574662  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**