



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.1985.202
Artikelbeschreibung	PCR-Platte Vollrand, für LightCycler® 480, 384 Well, weiß, Low Profile, 40 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, optimiert für die qPCR, 50 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Passend für	LightCycler® 480
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	Vollrand
High- oder Low- Profile	Low Profile
Anzahl der Wells	384
Arbeitsvolumen	2 µl - 40 µl
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	40 µl
Volumen max	40 µl
Durchmesser	3,3 mm
Breite des Produktes	85,5 mm
Höhe des Produktes	9,6 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Umkartons	279 mm
Breite des Umkartons	252 mm
Höhe des Umkartons	342 mm
Volumen des Umkartons	0,024 cbm
Gewicht des Produktes	0,0158 kg
Gewicht des Umkartons	2,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917251259
EAN des Umkartons	4038917251242

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

